

Registro Sanitario
2019DM-0019811



Monitor Automático de Presión Arterial para Brazo

Ref. B03-V



Descripción

Monitor de presión arterial usado en el hogar. dos usuarios, indicador de niveles de presión según la OMS, detector de latidos irregulares, símbolo error de movimiento.

Funciona con:

- Cable adaptador USB
- Pilas AA

Usos y Beneficios

- Control de presión arterial y pulsaciones de corazón.
- En casos de latidos cardiacos irregulares, mediciones realizadas con este instrumento solo debe ser evaluado después de consultar con un médico
- El monitor puede ser utilizado para llevar registros de medición promedio por cada usuario.
- Portátil y fácil de manejar.
- Durante la toma de presión informa los resultados mediante la pantalla.
- El brazalete puede ser usado por personas que tengan el brazo de contextura delgada o gruesa pues que, es universal de 22cm a 40cm de largo.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Brazo superior tipo B03
Rango de medición	DIA: 40-130mmHg; SYS: 60-230mmHg
	Pulso:40-170 beats/min
Exactitud	Presión Arterial ± 5 mmHg
	Pulso $\pm 5\%$ de la lectura
Memoria	2x120 grupos
Función promedio	Valor de medición promedio de los últimos 3 grupos
Material	Pantalla digital ABS+LCD
Medida del brazalete	22 - 40cm
Fuente de alimentación	Externa-DC 5V 1A Interna-DC 4.5V (3xAA)
Condiciones de operación	Temperatura: 5 C to 40 C;
	Humedad: 15% to 93% RH;
	Altitud de presión: 70 KPa~ 106 Kpa
Condiciones de almacenamiento y envío	Temperatura: -25 C to +70 C;
	Humedad: $\leq 93\%$ RH;
	Altitud de presión: 70KPa~ 106Kpa

Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 1 año contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento y a su manguito. Todos los demás accesorios no están cubiertos por la garantía.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.

