

LÍNEA ESPECIAL

CINTA UMBILICAL

Registro sanitario: INVIMA 2019DM-0004631-R1

Marca: HEALTHIUM

Origen: INDIA



USO

Empleada para ocluir el cordón umbilical cuando el feto se separa del vientre de la madre durante el parto. En cirugía cardiovascular se utiliza para rodear estructuras vasculares con el fin de elevarlas o comprimirlas.

DESCRIPCIÓN

Cinta resistente a la acción enzimática de los tejidos.

COMPOSICIÓN

Cinta de algodón construida por hilados de algodón trenzado color blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

- Verifique que el empaque este en buen estado.
- Verifique la fecha de vencimiento y la esterilidad del producto.
- Para retirar la cinta umbilical debe abrir el papel tyvek (embalaje externo).
- El embalaje interno se manipulara en el campo estéril.

PRESENTACIÓN

- Cada unidad de empaque contiene 2 cintas umbilicales.
- **Caja:** 12 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones de la cinta: 3 mm X 75 cm.
- Buena resistencia a la tracción.
- Trenzado y ancho uniforme.
- No hay probabilidades de infección.
- Empacado en papel grado medico,
- Producto estéril en rayos Gamma.
- Embalaje: 2 pieza por sobre.
- Su vida útil es de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Dispositivo médico no invasivo - Riesgo IIa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco, temperatura máxima 40°C Y humedad relativa de 70%. Lejos de la luz solar directa.

CONTRAINDICACIONES

- Según criterio médico.

PRECAUCIONES

- Debe ser usado por personal de la salud calificado.
- No use si el empaque está abierto o dañado.
- No reesterilizar.

NOTA IMPORTANTE: Dispositivo no reutilizable, después de su uso debe desecharse en el recipiente para desechos sólidos.

NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES

ISO 13485