

## TENS DIGITAL GMD ELEKTRO 2000

Ideal para el tratamiento de diferentes tipos de dolores musculares; el TENS Digital Elektro-2000 de GMD cuenta con pantalla LED que permite una fácil configuración para su uso, además cuenta con cinco (5) modos de operación. Se recomienda su uso bajo supervisión de un profesional de la salud.



GMD-TENS-805

 Pantalla LED de fácil lectura	 5 modos de operación
 Electrodos adhesivos reutilizables	 Práctico estuche
 60 registros de medición para 1 paciente	 Tratamiento de dolores musculares y articulares
 Indicador de batería baja	 Servicio al cliente
 Hasta 2 años* de garantía	

SKU	H05MD11120
Dimensiones caja master	47,2 cm x 46 cm x 36,5 cm
Cantidad por caja master	32 unidades
Dimensiones estuche	22,5 cm x 5,2 cm x 19,5 cm
Dimensiones unidad tens	10,1 x 6,1 x 2,45 cm
Peso	150 g (con batería)
Canales	2 canales aislados
Amplitud de pulso	Ajustable de 0-100 mA
Tensión de salida	Ajustable de 0-50 V
Ancho de pulso	Ajustable de 50 - 300 µseg.
Modos de operación	5 modos: B (Ráfaga), N (Normal), M (Modulación), SD1 y SD2.
Temporizador	Ajustable de 1 a 60 minutos o continuo.
Memoria	Almacenamiento de 60 registros de medición
Forma de la onda	Pulso cuadrado asimétrico bifásico
Fuente de poder	Batería 9V (No incluidas)
Condiciones de operación	Temperatura 0 - 40° C; Humedad 30 - 75%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura -20° a 60° C; Humedad 20% - 95%
Componentes:	Estuche de almacenamiento, tens, 4 electrodos (5x5), 2 cables conductores, y manual de usuario
Registro Sanitario	2020DM-0022252

(\*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
Santander, Colombia