

## TORNIQUETE DESECHABLE EN GOMA GMD

Torniquetes elaborados en Polisopreno sintético, con presentación en caja dispensadora, la cual contiene un rollo precortado x 25 unidades.



GMD-403L

### Por favor seguir las siguientes instrucciones:

1. No ajustar el torniquete con gran fuerza de forma repetitiva, podría causar daño.
2. Al aflojar el torniquete realicelo lentamente.
3. Poner en un lugar fuera del alcance de los niños.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SKU                      | D02IM04492                              |
| Dimensiones caja master  | 45,2 cm x 23 cm x 18,5 cm               |
| Cantidad por caja master | 40 cajas dispensadoras (1.000 unidades) |
| Peso neto caja master    | 5,83 kg                                 |
| Peso bruto caja master   | 7,01 kg                                 |
| Dimensión caja primaria  | 10,8 cm x 3,1 cm x 10,7 cm              |
| Unidades x Rollo         | 25 unidades                             |
| Color                    | Azul                                    |
| Largo x unidad           | 457 mm                                  |
| Ancho x unidad           | 25 mm                                   |
| Grosor                   | 0,5 mm                                  |
| Registro Sanitario       | No Requiere                             |

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100  
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383  
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855  
e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
Santander, Colombia